



C1

catálogo de electrodos fraccionados reutilizables





electrodos fraccionados reutilizables



64 Puntas	Wavetronic 6000 Touch	Wavetronic 5000 Digital
Referencia	ACELO907	ACELO255

Punta tipo cuadrada fraccionada en tungsteno, 64 puntas, 8 x 8
Ø 0,2 mm



36 Puntas	Wavetronic 6000 Touch	Wavetronic 5000 Digital
Referencia	ACELO911	ACELO257

Punta tipo cuadrada fraccionada en tungsteno, 36 puntas, 6 x 6
Ø 0,2 mm




16 Puntas	Wavetronic 6000 Touch	Wavetronic 5000 Digital
Referencia	ACELO915	ACELO259

Punta tipo cuadrada fraccionada en tungsteno, 16 puntas, 4 x 4
Ø 0,2 mm

Descripción

Electrodo Electro quirúrgico punta fraccionada para megapulse HF Fraxx, esterilizable en autoclave, con cable y conector

El electrodo fraccionado en contacto con la piel provocará micro lesiones en el dermis sin causar daños al mismo, debido a que no es invasivo, la energía fraccionada será distribuida, manteniendo los tejidos adyacentes intactos. Este proceso irá estimular la producción de colágeno y la regeneración del dermis papilar y reticular a través del estímulo de fibroblastos.



24 Puntas	Wavetronic 6000 Touch	Wavetronic 5000 Digital
Referencia	ACELO925	ACELO258

Punta tipo rectangular fraccionada en tungsteno, 24 puntas, 8 x 3
Ø 0,2 mm

Indicaciones

- Flacidez de la piel;
- Arrugas;
- Ojeras;
- Manchas de la piel;
- Cicatrices de acné;
- Cicatrices hipertróficas (póst quirúrgicas);
- Rejuvenecimiento facial y corporal;
- Estrías;
- Estética ginecológica;
- Etc;



24 Puntas	Wavetronic 6000 Touch	Wavetronic 5000 Digital
Referencia	ACELO931	ACELO263

Punta tipo rectangular fraccionada en tungsteno, 24 puntas, 8 x 3
Ø 0,2 mm